



Lysglas med
decoupage af
bandana

STEP BY STEP 1 2 3
Inspiration: 14637



Lysglas med decoupage af bandana

De viste lysglas er alle dekoreret med et bælte af stof i paisley-mønster. (Klippet med en takkesaks i en bandana). Hvert bælte er fastgjort med VTR Glue, der er en speciallim til stof bl.a.



Mål omkreds og højde på det lille lysglas og klip et bælte af bandanaen med en takkesaks.



Smør VTR Glue i et tyndt lag på lysglasset, fastgør stofbæltet i limen og lad tørre.



Lanterne, H: 10 cm,
diam. 7,6 cm, 12stk.
55840

Bandana, str.
55x55 cm, lys blå,
1stk.
49745

Bandana, str.
55x55 cm, lilla,
1stk.
49744

Bandana, str.
55x55 cm, pink,
1stk.
49742

Bandana, str.
55x55 cm, rød,
1stk.
49743

VTR Glue, 385ml
39084

VTR Glue, 1000ml
39085

Takkesaks, L: 23,5
cm, højre, 1stk.
11194

Gold Line Pensler,
nr. 2+8+12, B:
3+9+12 mm, flade,
3stk.
100267